



PRODUKT SPEZIFIKATION

Artikel-Bezeichnung	Sabouraud Glucose Selektivnährboden mit Chloramphenicol (Abklatschplatte)
Artikel-Nummer	PO5094C

Produktaufmachung	Fertigplatte
Lagerung	2 – 25°C
Füllgewicht	13,5 g ± 5 %
Abpackung	Packung mit 2 x 10 Platten verpackt in Folie
pH	5,6 ± 0,2
Farbe	Honiggelb, transparent
Haltbarkeit	12 Wochen
Verwendungszweck	Abklatschplatte mit saurem pH-Milieu zur Überprüfung der Keimzahl von Dermatophyten, anderen Pilzen und Hefen auf Oberflächen. Nur für den Laborgebrauch bestimmt und von erfahrenem Personal einzusetzen.
Anwendung	Abhängig von unterschiedlichen Untersuchungsmethoden. Zur Information siehe ISO/DIS 18593.

Typische Zusammensetzung	g/l
Mykologisches Pepton	10,0
Glucose	40,0
Chloramphenicol	0,05
Agar	18,0

Qualitätskontrolle

1. Prüfung der allgemeinen Produktmerkmale
Etikettierung und Schalendruck
2. Sterilitätskontrolle
≥ 72 h bei 25 ± 1°C, aerob
≥ 72 h bei 36 ± 1°C, aerob
3. Biologische Prüfung
Inokulum für Produktivität: 10 – 100 KBE
Inokulum für Selektivität: 10⁴ – 10⁵ KBE

Inkubationsbedingungen:
Bis zu 3 Tagen bei 32 ± 1°C für Bakterien
Bis zu 5 Tagen bei 22 ± 1°C für Pilze

Kontrollstamm	Wachstum
<i>Candida albicans</i> ATCC® 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC® 16404 <i>Escherichia coli</i> ATCC® 8739 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 6538	2 – 3 mm, cremefarbene Kolonien. 10 – 30 mm, weißes Mycel, schwarze Sporen. Komplette Hemmung (≤10 Kolonien). Komplette Hemmung (≤10 Kolonien).

ATCC® is a registered trademark of American Type Culture Collection.

In Übereinstimmung mit der BP/EP/JP/USP getestet. Geprüft wird auf deutlich sichtbares Bakterienwachstum innerhalb von 3 Tagen bzw. auf Pilzwachstum innerhalb von 5 Tagen.