

Anaerobierindikator

Art.-Nr. BR 55

Beschreibung

Mit dem Anaerobierindikator kann das Redoxpotential im Anaerobiertopf überprüft werden. Der OXOID Anaerobierindikator besteht aus einem Baumwollstreifen mit Resazurin-Lösung. Jeder Indikator ist einzeln in eine beschichtete Folie verpackt. Resazurin schlägt bei ca. -50 mV von Rosa nach Weiß um und zeigt die Anaerobiose im Anaerobiertopf an.

Nach der Inkubation kann der Indikator mit dem üblichen Laborabfall entsorgt werden.