

Brucella-Agar-Basis

Art.-Nr. CM 169

Typische Zusammensetzung	(g/l)
Pepton	10,0
Fleischextrakt 'Lab-Lemco'	5,0
Glucose	10,0
Natriumchlorid	5,0
Agar	15,0
pH 7,5 ± 0,2	

Zubereitung

22,5 g Brucella-Agar-Basis in 500 ml Aqua dest. suspendieren und bis zum vollständigen Lösen erhitzen. 15 Minuten bei 121°C autoklavieren und auf 50°C abkühlen.