

Thermo Scientific Heratherm

General Protocol Inkubatoren

Entwickelt für Routine-Applikationen in pharmazeutischen und medizinischen Laboren sowie Forschungs- und Lebensmittel Laboren.



Zum einfachen Reinigen der Kammer lässt sich das flexible Einlegesystem mit einem Klick leicht herausnehmen



Heratherm General Protocol
mikrobiologische Inkubatoren: 60 l, 100 l, 180 l

Heratherm mikrobiologische Inkubatoren besitzen ein glattes Innengehäuse mit leicht zu reinigenden abgerundeten Ecken

Intelligente Konstruktion

für verbesserte Ergebnisse

- Die natürliche Konvektion minimiert das Austrocknen der Proben
- Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 75 °C
- Temperaturgenauigkeit räumlich +/- 0,6 °C
- Temperaturgenauigkeit zeitlich +/- 0,2 °C
- Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl (1.4016)

Anwenderfreundliche Bedienelemente

- Intuitive Bedienung zur einfachen Einstellung der Temperatur
- Leicht ablesbares, großes Vakuumfluoreszenz-Display

SPEZIFIKATIONSTABELLE/BESTELLNUMMERN GENERAL PROTOCOL INKUBATOREN

Bestellnummer	51028130	51028131	51028132
Modell	IGS60	IGS100	IGS180
Konvektionstechnologie	Natürliche Konvektion	Natürliche Konvektion	Natürliche Konvektion
Temperaturbereich	Umgebung +5 °C bis 75 °C	Umgebung +5 °C bis 75 °C	Umgebung +5 °C bis 75 °C
Temperaturgenauigkeit räumlich bei 37 °C	± 0,6 °C	± 0,6 °C	± 0,6 °C
Temperaturgenauigkeit zeitlich bei 37 °C	± 0,2 °C	± 0,2 °C	± 0,2 °C
Stellfläche	0,3	0,36	0,47
Nutzraumvolumen	75	117	194
Abmessungen			
Kammer, mm (B x H x T)	354 x 508 x 414	464 x 608 x 414	464 x 708 x 589
Außen*, mm (B x H x T)	530 x 720 x 565	640 x 820 x 565	640 x 920 x 738
Anzahl Einlegeböden inklusive / max	2 / 13	2 / 16	2 / 19
Max. Traglast/Einlegeboden	25	25	25
Nennspannung / -frequenz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Nennleistung / max. Stromstärke	300 / 1,3	520 / 2,3	710 / 3,1
Gewicht	40	51	65
Bestellnummer für Einlegeböden aus perforiertem Edelstahl	50127770	50127771	50127772
Bestellnummer für Gitter-Einlegeböden	50127764	50127765	50127766
Bestellnummer für Untergestell mit Laufrollen**	50127741	50127742	50127743

* Tiefe von Griff / Anzeige (65 mm) nicht in der Tiefe enthalten; verstellbare Füße (35 mm) nicht in der Höhe enthalten – erforderlicher Abstand zur hinteren Wand: 80 mm
** Höhe des Untergestells einschließlich Laufrollen: 187 mm