



## PRODUKT SPEZIFIKATION



Artikel-Bezeichnung	<b>Rappaport Vassiliadis Sojamehlpepton (RVS) Anreicherungslösung</b>
Artikel-Nummer	<b>TV5036E</b>

Produktaufmachung	Fertigröhrchen
Lagerung	2 – 25°C, lichtgeschützt
Volumen	10 ± 0,5 ml
Abpackung	50 Röhrchen in einer Packung
pH	5,2 ± 0,2
Farbe	Perlenzianblau, transparent
Haltbarkeit	26 Wochen
Verwendungszweck	Eine selektive Anreicherungslösung zur Isolierung von Salmonellen. Nur für den Laborgebrauch bestimmt und von erfahrenem Personal einzusetzen.
Anwendung	Abhängig von unterschiedlichen Untersuchungsmethoden. Zur Information siehe Oxoid CM866.

Typische Zusammensetzung	g/l
Sojamehlpepton	4,5
Natriumchlorid	7,2
Kaliumdihydrogenphosphat	1,26
Dikaliumhydrogenphosphat	0,18
Magnesiumchlorid, wasserfrei	13,58
Malachitarün	0.036

### Qualitätskontrolle

1. Prüfung der allgemeinen Produktmerkmale, Etikettierung und Schalendruck
2. Sterilitätskontrolle  
72 h bei 25 ± 1°C, aerob  
72 h bei 36 ± 1°C, aerob
3. Biologische Prüfung  
Inokulum für Produktivität: 10 – 100 KBE  
Inokulum für Selektivität: 10<sup>3</sup> – 10<sup>4</sup> KBE

Inkubationsbedingungen: 18 – 24 h bei 42 ± 1°C, aerob

Kontrollstamm	Wachstum
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Wachstum mit Trübung. Komplette Hemmung (≤10 Kolonien). Komplette Hemmung (≤10 Kolonien).

Getestet gemäß CEN ISO/TS 11133-2.